

Afføringsprøve til undersøgelse

Du skal selv tage prøven og det er vigtigt, at du følger nedenstående anvisninger.

Til opsamling af afføringsprøven kan bruges en éngangsbøtte eller avispapir, som lægges i toilettet.

Alternativt et stykke plastfolie over toiletkummen.

Det er vigtigt, at afføringen ikke kommer ned i toilettet og i forbindelse med vand.

Du skal tage 2 - 3 klumper på størrelse med en lille ært fra forskellige steder i afføringen. Brug skeen fra prøverøret og læg afføringen i prøverøret.

Prøven skal sendes afsted hurtigst muligt efter at den er taget fra, kan evt. ligge på køl natten over.

Undlad venligst at opsamle prøven en fredag, lørdag eller helligdag, da laboratoriet hvor prøven sendes til ikke modtager prøver i weekenden / helligdage.

- Prøverøret – mærket med stregkode lægges i yderplastrør.
- Skriv dato på prøvesedlen.
- Læg seddel og prøve i plastposen. Pak det i boblekuverten og luk.
- Kuverten er adresseret med modtager.
- Du skal sende prøven som quickbrev, og du kan ikke sende quickbrev fra postkasse.
Du skal aflevere kuverten på posthuset. Husk porto.